

# 身心障礙輔具目錄

一日購買 終身服務 2022

- 眼控滑鼠
- 頭控滑鼠
- 搖桿滑鼠
- 口控滑鼠
- 溝通輔具 AAC
- 微控開關 Switch
- 語言分析儀 Dr. Speech
- 電子喉嚨發聲器
- COMUOON 聽力輔助溝通系統
- MOMO 動態手臂支架



博陽科技有限公司 FB :

電話：(02)2656-1998 傳真：(02)2656-1998

台北市內湖區陽光街 321 巷 8 號 3 樓



重量: 2Kg.

前鏡頭

經Apple認證的眼控滑鼠

Made for iPad Apple, iPad, iPad Air and iPad Pro are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



保護外殼

支援  
10小時以上電力

12.9" 顯示器

專門為  
iPad pro設計

♥ 第一台經 Apple 認證的眼控滑鼠

- ✔ 內建 12.9 吋 iPad pro
- ✔ All in one 設計, 安裝方便
- ✔ 電力支援 10 小時以上
- ✔ 醫療級眼控
- ✔ 防震保護框
- ✔ 立體擴音喇叭


並非所有人都想使用 Windows, 這就是為什麼 TD Pilot 如此重要的原因。這是一款 iPad 保護套, 包含 Tobii 最新的眼動追蹤硬體 (應在所有光照條件下均可使用), 以及一個後置揚聲器和用於文本轉語音軟體的顯示器。(你還可以使用揚聲器播放音樂或其他音頻。)

使用 TD Pilot 輕而易舉。你的目光控制著屏幕上的游標, 該游標可以打開應用程式、與遊戲互動, 甚至可以在鍵盤上打字。藉助 TD Talk 和 TD Snap 等專用 Tobii 應用程式, 你可以使用虛擬鍵盤或小型造句卡快速寫出文字轉語音信息。(TD Pilot 也適用於第三方合成語音應用程式。)

除了核心功能外, TD Pilot 還配備了適用於 iPad 的擴展電池和用於輪椅的安裝硬體。它還具有防水和防塵功能, 可幫助你的 iPad 經受住雷雨或陣雨。

適用對象: 腦性麻痺、雷特氏症、加護病房(ICU)、漸凍人、肌肉萎縮症、脊髓損傷、頭部外傷、中風、脊髓性肌肉萎縮症

而 Tobii Dynavox 強調, 即便在絕大多數的戶外強化直射情況下, TD Pilot 配件依然可以正確識別使用者眼球視線位置, 藉此捕捉精準的互動操作。在 TD Pilot 配件項目中, 將包含 TD Talk、TD Snap、TD Copilot 等輔助用 app, 同時配件本身需要額外供電運作, 配件本身更符合 Made for iPad 設計, 因此能有充足的相容使用性, 讓使用者能更安心透過結合此配件的 iPad 與人互動, 或是透過 iPad 執行各類應用服務。



● Computer Control 滑鼠控制軟體:

可控制滑鼠左鍵單擊、左鍵雙擊、右鍵、拖曳、放大鏡、簡體中文面版

含 Tobii 專業版眼控棒

Tobii 原廠授權代理商(具代理證明)

- 連接: USB 2.0
- 尺寸: 285 mm × 15 mm × 8.2 mm
- 操作距離: 50 - 95 cm

USB-A to USB-C adapter

- 頭動範圍 (WxH): 35cm x 30cm
- 操作方法: 單眼 或 雙眼
- 重量: 93 g
- 速度: 33 Hz
- 電力: 2.2 W
- 適用 27 吋以下螢幕
- Windows 10 (64-bit) RS3 or newer

電腦輔具 E 款補助  
(低收入戶\$100000、中低收入戶\$75000、一般戶\$50000)



● 含 Gaze point 滑鼠控制軟體：可控制滑鼠左鍵單擊、眼控校正（可選單眼或雙眼）

● Windows Control 滑鼠控制軟體：

可控制滑鼠左鍵單擊、左鍵雙擊、右鍵、拖曳、放大鏡、注音面版、簡體中文面版、倉頡輸入面板

、快捷鍵（音量大小、複製、貼上、返回、開啟網路、關閉視窗、搜尋、語音辨識、環境控制、顯示桌面

● 含 EyeR 環境控制器：可控制紅外線電視、電風扇、音響、收音機、電燈、冷氣



● 全功能眼控

- 內建滑鼠控制左鍵 3.5 mm 插孔
- 內建麥克風語音輸入
- 尺寸：32.2 x 2.2 x 1.8 cm
- 操作距離：50- 95 cm
- 頭動範圍(W x H) @ 50 cm：>25 cm x 20 cm ellipse
- Gaze Accuracy Ideal<0.3°
- Gaze Precision Ideal<0.1°
- 操作方法：單眼 或 雙眼
- 重量：280 g
- 電力：1.5 W
- 最大螢幕尺寸：27 吋
- 相容 Windows 7 Windows 8.1 Windows 10

電腦輔具 E 款補助

(低收入戶\$100000\ 中低收入戶\$75000\ 一般戶\$50000)



**適用對象：**

加護病房(ICU)、Amyotrophic lateral sclerosis(ALS) 運動神經元疾病或漸凍人 / Cerebral Palsy 腦性麻痺/  
Muscular Dystrophy 肌肉萎縮症/ Spinal Cord Injury (SCI) 脊髓損傷 / Traumatic Brain Injury (TBI) 頭部外傷/  
Stroke 中風/ Spinal Muscular Atrophy(SMA) 脊髓性肌肉萎縮症

\*電腦、眼控一體成形，堅固的設計，防震抗摔。

\*內建 IS4 Eye tracker 眼控更精準。內建擴音喇叭，吵雜環境也清楚。搭配溝通軟體，溝通無障礙。

\*經過驗證可抵抗潮濕和灰塵。配有可翻轉安裝板，支持 REHADapt 和 Daessy 安裝系統。

\*人性化喚醒眼控：只需注視屏幕外的“眼睛按鈕”，讓您的設備進入睡眠狀態或喚醒。

\*環境控制：內置 GEWA 紅外控制發射器。可以僅用眼睛控制燈，空調，電視，玩具等，實現獨立性。

\*向家人發送電子郵件，使用 Facebook 和 Twitter 等社交網站，撥打私人電話或發送和接收短信。

\*Tobii Dynavox 是全球眼動追蹤技術的先驅，擁有超過 15 年的專注研究，經驗和創新。在 I 系列+設備中，集成了 IS4 眼動儀，它基於多年的研究和開發，以及來自所有類型用戶，種族，眼鏡，照明條件和其他環境的數百萬隻眼睛的測試數據。這些知識已經成為世界上最強大和最佳表現的眼動追蹤。

\*精度高，精度高 I 系列+以及 Tobii Dynavox Gaze Selection 的變焦功能，讓您可以一次又一次地在屏幕上擊中最小的目標，並保持一致的精確度。

\*易於校準：一次性校準對於難以專注於校準目標的用戶非常有用。初學者開始進行眼動追蹤的好方式。

電池連續使用時間: 9 小時

Processor : Intel Celeron Quad Core Processor J1900 (2M Cache 2Ghz)

1 x HDMI , 1 x USB 3.0 , 2x USB 2.0 , 1 x Ethernet , 2 x 3.5 Switch connector interface

1 x 3.5 mm Headphone jack , 1 x power connector

## 電腦輔具 - 滑鼠

    <p>電腦輔具 - 頭控滑鼠 (低收\$35000.)</p>	<p>NT\$50,000</p> <p>★</p> <p>NT\$66,000</p> <p>NT\$20,000</p> <p>NT\$20,000</p>	<p><b>Quaha Zono mouse</b> 飛行滑鼠</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gyroscopic 利用最新陀螺儀技術來操控滑鼠</li> <li>• 可自動左鍵點擊或外接開關</li> <li>• 螢幕快捷鍵: 可控滑鼠左鍵雙擊、右鍵、拖曳</li> <li>• 尺寸: 59mm 長 x 33mm 寬 x 15 mm 高</li> <li>• 重量: 23g</li> <li>• 2.45 GHz 無線控制 · 最遠工作範圍 10 公尺 · 鋰聚電池</li> <li>• 工作時間 30 hours · 待機時間 20 天</li> </ul> <p><b>Quaha Zono 2 mouse</b> 飛行滑鼠 2 代</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可自動左鍵點擊或外接開關</li> <li>• 螢幕快捷鍵: 可控滑鼠左鍵雙擊、右鍵、拖曳</li> <li>• 尺寸: 59mm 長 x 33mm 寬 x 15 mm 高</li> <li>• 重量: 23g</li> <li>• 2.45 GHz 無線控制 · 最遠工作範圍 10 公尺 · 鋰聚電池</li> <li>• 工作時間 60 hours · 待機時間 30 天</li> </ul> <p><b>Quaha Pufo</b> 無線吹氣開關</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可控制滑鼠左鍵、左鍵雙擊、拖曳</li> <li>• 可調式吹氣開關 · 嘴管可彎折、更換</li> </ul> <p><b>Quaha Sento</b> 無線輕吹開關</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可控制滑鼠左鍵、左鍵雙擊、拖曳</li> <li>• 可調式輕吹開關長度: 33 mm</li> </ul>
 	<p>NT\$16,000</p> <p>★</p> <p>NT\$23,000</p>	<p><b>GlassOuse</b> 藍芽眼鏡滑鼠</p> <p><b>GlassOuse V1.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可控制滑鼠左鍵、左鍵雙擊、拖曳</li> <li>• 重量: 50 g.</li> </ul> <p><b>GlassOuse V1.2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可控制滑鼠左鍵、左鍵雙擊、拖曳</li> <li>• 可外接微控開關</li> </ul> <p>選購: 咬合開關\$2500、輕吹開關\$7500、指控開關\$2000、腳踏開關\$1600</p>

## Quadjoy mouse 藍芽口控滑鼠 \$50,000.



- USB 隨插即用
- 藍芽無線控制(iOS 13 以上、Android)：可以控制手機、平板
- 相容微軟、蘋果電腦 (Windows、MacOS)
- 安裝容易，輕鬆操作
- 操作穩定精確、流暢，靈敏度高
- 吹氣控制右鍵，●吸氣控制：左鍵、左鍵雙擊 ●吸住不放：拖曳
- 不需校正 ●不會延遲
- 休眠模式：省電，喚醒：觸碰搖桿

**常用於 SCI 高位脊椎損傷患者**

# 電腦輔具 - 滑鼠



	<p>NT\$12,000</p>	<p><b>Track-IT USB 掃瞄式滑鼠</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可完全以按壓單鍵開關方式操控滑鼠</li> <li>• USB 隨插即用 · 掃瞄 LED 視覺回饋 · 附透明立架</li> <li>• 可外接單鍵、雙鍵操控</li> <li>• 掃瞄選擇滑鼠方向: 上、下、左、右 4 方或 8 方位</li> <li>• 額外掃瞄左/右 Click、2-Click、拖曳鎖定</li> <li>• 拖曳鎖定/右 Click 亦可外接單鍵開關操控</li> <li>• 掃瞄速控 8 級(0.5 - 4 秒)、Dwell 停等時控 8 級(2 - 12)</li> </ul>
	<p>NT\$5,600</p>	<p><b>Hitch™ 電腦滑鼠開關介面盒</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 隨插即用 · 相容</li> <li>• 可選擇啟動 5 個開關功能</li> <li>• 可控制： <ul style="list-style-type: none"> <li>☆方向鍵 上、下、左、右、Enter</li> <li>☆滑鼠游標- 上、下、左、右</li> <li>☆滑鼠-左鍵、右鍵、雙鍵</li> </ul> </li> </ul>
	<p>NT\$19,000</p>	<p><b>BlueLine 藍芽搖桿滑鼠</b></p> <p>充電電池，可連續使用 15 小時</p> <p>可設定左鍵、右鍵、雙鍵點擊、拖曳、左右翻頁</p> <p>4 種速度選擇</p> <p>內建自動省電模式</p>
	<p>NT\$12,000</p>	<p><b>OPTIMA USB 無線大軌跡球滑鼠 (Ø=6.3cm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 左/右 Click 凹式鍵</li> <li>• 可外接單鍵開關</li> </ul>
	<p>NT\$13,000</p>	<p><b>OPTIMA USB 特殊搖桿滑鼠</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 左/右 Click 凹式鍵</li> <li>• 可外接單鍵開關</li> <li>• 附加: T 型把手、泡棉軟球把手</li> </ul>
	<p>NT\$7,000</p>	<p><b>OPTIMA USB 大軌跡球滑鼠 (Ø=6.3cm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 左鍵/右鍵 Click、拖曳鎖定</li> </ul>
	<p>NT\$4,800</p>	<p><b>BIGtrack USB 大軌跡球滑鼠 (Ø=7.6cm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 左鍵/右鍵 Click</li> </ul> <p style="text-align: right; color: red;">電腦輔具 B 款 - 滑鼠或鍵盤介面 (低收\$6000\ 中低收\$4500\ 一般\$3000)</p>



# IPAD ACCESS DEVICES iPad 輔具

 <p>電腦輔具 B 款補助 - 滑鼠或鍵盤介面 (低收\$7000\ 中低收\$5250\ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$12,000</p>	<p><b>Blue2 iPad 藍牙雙鍵開關</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 相容於 Mac OS X、Windows、Android、Chrome</li> <li>● 單鍵或雙鍵操控</li> <li>● 內建充電電池</li> <li>● 操控更加省力</li> <li>● 可外接雙開關</li> </ul>
 <p>電腦輔具 B 款補助 - 滑鼠或鍵盤介面 (低收\$7000\ 中低收\$5250\ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$8,400</p>	<p><b>iSwitch iPad 藍牙低圓開關</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 75mm 低圓按壓開關</li> <li>● 內建式高靈敏輕壓開關</li> <li>● 可外接 2 個開關輸入</li> <li>● 相容 iOS7 操控介面</li> <li>● 可控制音樂、多媒體、照片/影音播放</li> <li>● 24 種滑鼠 / 鍵盤指令</li> <li>● 內建充電鋰電池</li> <li>● 4 種顏色可選(紅/藍/綠/黃)</li> <li>● 適用於：iPad®、iPad® mini、iPod®、iPhone</li> </ul>
 <p>電腦輔具 B 款補助 - 滑鼠或鍵盤介面 (低收\$7000\ 中低收\$5250\ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$12,600</p>	<p><b>J-Pad iPad 藍牙搖桿</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用 iPad、iPad mini、iPad Air、iPod、iPhone</li> <li>● 適合 iOS 7 開關控制掃瞄</li> <li>● 完全支援 iBooks® 翻頁</li> <li>● 藍芽 2.1 操作介面</li> <li>● 可充式電鋰電池</li> <li>● 內建按鍵開關亦可外接開關</li> <li>● 可操控：Apps、音樂、相機</li> </ul>
 <p>電腦輔具 B 款補助 - 滑鼠或鍵盤介面 (低收\$7000\ 中低收\$5250\ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$8,400</p>	<p><b>APPLICATOR iPad 按鍵藍芽介面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 對象：iOS 平板觸(滑)控式不適用者</li> <li>● 有效範圍：20M (iPad 無線藍芽 2.1 傳輸) · 1-4 多按鍵連接</li> <li>● 無線對應可調：數字 0-4、Space、Enter、上/下/左/右 鍵盤方向鍵、iTune 音樂播控鍵(Play/暫停、跳曲、倒曲、音量大/小、靜音、10/30 秒短播)、拍照</li> <li>● 尺寸：9x6x1.8(高)cm · 電腦 USB 充電式</li> </ul>
 <p>電腦輔具 B 款補助 - 滑鼠或鍵盤介面 (低收\$7000\ 中低收\$5250\ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$9,000</p>	<p><b>Switch2Scan iPad 按鍵藍芽介面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 對象：iOS 平板觸(滑)控式不適用者</li> <li>● 無線單鍵掃瞄：可調速度 1-4、手/自動、前/倒行、iBooks 單鍵翻頁、Voiceover 語音提示導覽 (視障適用)</li> <li>● 有效範圍：20M (iPad 無線藍芽 2.1 傳輸)</li> <li>● 尺寸：9x6x1.8(高)cm · 電腦 USB 充電式</li> </ul>

	<p>NT\$19,000</p>  	<p><b>Orbitrack 薄膜輕壓式滑鼠</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 左鍵、右鍵、雙擊、拖曳鎖定</li> <li>● 輕壓方式控制滑鼠游標移動</li> </ul>
 <p>電腦輔具 B 款 - 滑鼠或鍵盤介面 (低收\$6000\ 中低收\$4500\ 一般\$3000)</p>	<p>NT\$19,000</p> 	<p><b>Slimline Joystick 超薄搖桿滑鼠</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 左鍵、右鍵、雙擊、拖曳鎖定</li> <li>● 搖桿方式控制滑鼠游標移動</li> <li>● 四段速度調整</li> </ul>
	<p>NT\$9,500</p>	<p><b>USB Switch</b></p> <p>支援 Win、Mac 電腦、Android 平板</p> <p>內建 7.5 公分開關，可外接二個特殊開關</p> <p>可設定控制滑鼠左鍵、右鍵、滑鼠游標上、下、左、右、拖曳鎖定</p> <p><b>Mini Beamer Receiver</b></p> <p><b>無線玩具接收器</b></p>
	<p>NT\$11,000</p>	<p>只需將 3.5mm 開關玩具插頭插入設備並與無線開關發射器配對即可開始使用。</p> <p>包括可充電電池，數位 LCD 顯示四種啟動模式：</p> <p>直接，定時秒，定時分鐘和鎖定</p>
	<p>NT\$11,000</p>	<p><b>Mini Beamer Transmitter</b></p> <p><b>無線玩具發射器</b></p> <p>接近啟動感</p> <p>內含充電式電池</p> <p>聽覺蜂鳴聲和視覺回饋</p>

# AAC~溝通輔具

 <p>A 款補助 (低收\$5000\ 中低收\$3750 \一般\$2500)</p>	<p>NT\$4,000</p>	<p><b>GoTalk Overlay 溝通板編輯軟體</b></p> <p>視窗作業系統·彩色分類圖檔(照片 1200+Imagine-S 圖 3700) 圖形可縮放/旋轉/全(局)部貼圖、文字及字型可自訂單語/更改/無文字各式組合·並建檔儲存或彩色列印</p> <p>圖檔：依檔內類別或關鍵字、檔外任何圖檔、網路無限同步蒐選輸入·輸出可轉為 pdf/png/jpg 格式或列印</p> <p>預設 Attainment 出品各型溝通板及輔具空白圖框檔</p>
	<p>NT\$9,500</p>	<p><b>GoTalk Go 腕式溝通板</b></p> <p>可錄 9 句語音 3 層 3 句，高品質喇叭輸出，U S B 充電</p>
	<p>NT\$9,500</p>	<p><b>GoTalk Select 背帶型溝通板</b></p> <p>體積小可充電，可錄 12 句語音 · AAC 設備，全天提供方便的支持 3 層 4 句，高品質喇叭輸出，U S B 充電</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 附掛繩及皮帶夾</li> <li>· USB 充電</li> </ul> <p>2.75 cm x 2.75 cm</p>
		<p><b>Mini-Com 單鍵溝通器</b></p> <p>大小：5½"L x 6"W x 3"H 重量：½ lb.，電池：4 AA</p> <p>左右各有一個魔鬼氈可以拼接 2~3 格溝通器.上方可插圖卡對應，錄音時間：20 秒</p>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \一般\$3500)</p>	<p>NT\$3,500</p>	<p><b>Big Buttons 3 層(3 句)低圖鍵溝通板 (Ø14cm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨特依按鍵次數直接換層放音·音量可調</li> <li>● 錄(放)音：可選單句(30 秒)、3 層(3 句總計 30 秒)</li> <li>● 啟動：按鍵、外接單鍵</li> <li>● 2 顆 4 號電池、8X8cm 圖卡透明低邊蓋及收藏底</li> </ul>

# Communicator 5 全功能電腦語音溝通軟體



Tobii 原廠授權代理商(具代理證明)

- 認知訓練遊戲：記憶、拼圖、配對
- 繁體中文化溝通版:初級溝通系統、中級溝通系統、高級溝通系統、情境溝通
- 打字發音面版、內建計算機、照相機、電子郵件、圖片瀏覽、日曆
- 含：注音面板 37 頁、情境溝通板、認知溝通板
- 溝通面版：關於我、找人/感覺、開關用品、身體不舒服、  
社交、日常生活、飲食、活動/醫療、身體
- 情境溝通面版：計程車、電視、電話、醫院
- 視覺場景顯示 ( Visual scene displays )：  
臥室、客廳、廁所、水果、廚房、教室、音樂會、臉
- 環境控制系統介面
- 掃瞄選擇：框格、陣列、語音提示(視障)，自動/手動

操作方式：眼控滑鼠、頭控滑鼠、搖桿滑鼠、軌跡球滑鼠、一般滑鼠

中級溝通：

關於我 日常用語 家人 設備 我的家人 日常用語 關於家庭的談話 你的家人 我的身體 日常用語 身體內部 腿到腳 我的感覺 日常用語 快樂 傷心 興趣 日常用語 填寫一 填寫二 選擇 日常用語 早餐 日常用語 食物 喝 吃飯 日常用語 食物 喝 點心和零食 日常用語 食物和飲料 關於吃點心的談話 烹飪 日常用語 食譜 材料 買菜 日常用語 食物和清單 正在結帳 餐廳 日常用語 菜單 吃飯 需求 日常用語 廁所 睡眠 洗手間 日常用語 洗手台 浴缸和淋浴 臥室 日常用語 燈 床 穿衣服 日常用語 衣服 衣櫃 公園 日常用語 關於公園的談話 遊樂 醫院 日常用語 我的感覺 和醫生談話  
快捷文字/詞彙表

動物 動作 身體部位 衣物 日常生活 日期和時間 描述 活動 感覺 食物和飲料 愛好和休閒 家 我的清單 地方 植物 人物 學校 運動 治療護理 玩具和遊戲 快捷短語 問候/社交 個人需求 感覺 我的短語

E 款補助


(低收入戶\$20000\ 中低收入戶\$15000 \一般戶\$10000)



- 原 GoTalk Now Plus
- iPad 32G
- 支援 4/9/16 彩色保護框格軟墊(選購)
- 溝通面版: 關於我、找人/感覺、開關用品、身體不舒服、社交、日常生活、飲食、活動/醫療、身體
- 情境溝通面版: 計程車、電視、電話、醫院
- 視覺場景顯示 ( Visual scene displays ) :  
臥室、客廳、廁所、水果、廚房、教室、音樂會、臉
- 圖檔: 內建 Gotalk Image Library 圖庫、SymbolStix 圖庫、直接拍攝、照片、網路選圖
- 中文語音溝通&教學版面 200 張以上
- 注音面版 37 種(4x4), 可訓練構音、認知
- 附中文操作手冊內含 Gotalk Image Library、SymbolStix 圖庫集
- 耐震護板, 內建提環方便攜帶、正面集音孔可將音量擴大
- 掃瞄選擇: 框格、陣列、語音提示(視障), 自動/手動
- 操作: 觸控、藍芽開關掃瞄(選購): Blue2、iSwitch、J-Pad、APPLICATOR、Switch2Scan
- 影片播放

溝通輔具 F 款補助  
(低收入戶\$30000\ 中低收入戶\$22500\ 一般戶\$15000)





## Gaze viewer 眼動觀察分析軟體

- 記錄眼動數據，觀察使用者眼球移動區域位置及順序
- 數據可儲存為影片，藉此瞭解並評估使用者的眼動能力



E 款補助

(低收入戶\$20000、中低收入戶\$15000、一般戶\$10000)

## Snap Scene 情境溝通軟體

- 可立即應用現場情境編輯
- 編輯圈選區塊、錄製聲音
- 顯示文字標籤位置
- 內含一百張以上溝通圖檔




## Look To Learn 邊看邊學滑鼠遊戲軟體

- 訓練滑鼠凝視停等能力
- 訓練滑鼠移動能力
- 漸進式訓練滑鼠定點移動能力
- 情境訓練滑鼠點選能力
- 訓練滑鼠拖曳控制能力
- 約四十種創意遊戲

加購 Senses and Sounds: NT\$12,000

(無法單獨購買，必須先購買 Look To Learn)



## SensoryEyeFx 眼控訓練遊戲

1. Gaze Response 凝視反應:  
當凝視時產生變化，視線離開則停止
2. GAZE INTERACTION 凝視互動：  
眼球凝視 targeting 或停等(dwelling)時產生不同變化
3. GAZE REGION 凝視區域  
訓練提升注視控制技能來激發視覺注意力。有助於培養實現穩定校準所需的定位和注意力技能。
4. GAZE EXPLORATION 凝視探索  
幫助探索和遊戲，鼓勵參與更廣泛的螢幕區域。
5. GAZE CONTROL 凝視控制 G  
幫助學習更好的控制、更高的準確性以及停等(dwelling)和開關(switch)互動。

 <p>D 款補助 (低收\$20000\ 中低收\$15000\ 一般 10000)</p>	<p>NT\$8,500</p> 	<p><b>SMOOTH TALKER 多句式低圓鍵溝通板 (Ø12.5cm)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 種多句放音模式：1.SEQ 順序放音、2.Random 亂數放音、3.Random no repeats 亂數放音、4. Choice 選擇練習、5. Choice progression 多重選擇練習 6. Converse 對話練習、7.Prompt 掃描式溝通 8. Q&amp;A 問答練習</li> </ul> <p>USB 充電雙側立體喇叭，八種播放模式，可外接開關或啟動玩具，支援 SimplyWorks 模式啟動玩具，音量可調，</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 啟動：可外接微控開關 </li> </ul>
 <p>D 款補助 (低收\$20000\ 中低收\$15000\ 一般 10000)</p>	<p>NT\$12000</p> 	<p><b>SMOOTH TALKER WITH LEVELS 多層多句式低圓鍵溝通板 (Ø12.5cm)</b></p> <p>五層，錄放時間 8 分鐘 (480 秒)，內置可充電鋰電池</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 8 種多句放音模式：1.SEQ 順序放音、2.Random 亂數放音、3.Random no repeats 亂數放音、4. Choice 選擇練習、5. Choice progression 多重選擇練習 6. Converse 對話練習、7.Prompt 掃描式溝通 8. Q&amp;A 問答練習</li> </ul> <p>USB 充電雙側立體喇叭，八種播放模式，可外接開關或啟動玩具，支援 SimplyWorks 模式啟動玩具，音量可調，顏色可選(紅/藍/綠/黃) </p>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250\ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$9,000</p> 	<p><b>TalkingBrix 溝通拼板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 錄音時間 10 秒</li> <li>● 充電電池</li> <li>● 啟動壓力：57 克</li> <li>● 單個重量：43 克</li> <li>● 內建磁鐵</li> </ul>
	<p>NT\$3,500</p>	<p><b>Talking Photo Album 電子溝通相簿</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 號電池 3 顆</li> <li>● 錄音時間:20 頁，每頁 10 秒</li> <li>● 尺寸：5 x 7 吋</li> <li>● 按壓力道：250g</li> <li>● 音量：82.5 分貝</li> </ul>



 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$10,000</p>	<p><b>2-Compartments Messages &amp; Light 雙格立體溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 錄音：單句時間不限·總計 20 秒</li> <li>● 4 顆 3 號電池操作·直接按鍵·2 實物對照放置槽/燈訊</li> <li>● 尺寸：28(L) x 26(W) x 7(H) cm</li> <li>● 按壓力道：70g</li> <li>● 音量：57~69 分貝</li> </ul>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$13,000</p>	<p><b>3-Compartments Messages &amp; Light 三格立體溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 錄音：單句時間不限·總計 20 秒</li> <li>● 4 顆 3 號電池操作·直接按鍵·3 實物對照放置槽/燈訊</li> <li>● 尺寸：35(L) x 26(W) x 7(H) cm</li> <li>● 按壓力道：70g</li> <li>● 音量：57~69 分貝</li> </ul>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$15,000</p>	<p><b>4-Compartments Messages &amp; Light 四格立體溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 錄音：單句時間不限·總計 20 秒</li> <li>● 4 顆 3 號電池操作·直接按鍵·3 實物對照放置槽/燈訊</li> <li>● 尺寸：46(L) x 25(W) x 15(H) cm</li> <li>● 按壓力道：70g</li> <li>● 音量：57~69 分貝</li> </ul>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$8,800</p>	<p><b>Talkable 2 二圓鍵溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 圖片插入式·錄音時間合計 20 秒(音量可調)</li> <li>● 啟動：按鍵·雙輸出可啟動玩具</li> <li>● 4 顆 4 號電池操作·附圖卡透明蓋</li> <li>● 尺寸：19(L)x11.5(W)x7(H)cm</li> </ul>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$10,000</p>	<p><b>Talkable 3 三圓鍵溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 圖片插入式·錄音時間合計 15 秒(音量可調)</li> <li>● 啟動：按鍵·雙輸出可啟動玩具</li> <li>● 4 顆 3 號電池操作·附圖卡透明蓋</li> <li>● 尺寸：26(L)x13(W)x7(H)cm</li> </ul>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$12,000</p>	<p><b>Talkable 4 四圓鍵溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 圖片插入式·錄音時間合計 20 秒(音量可調)</li> <li>● 啟動：按鍵·雙輸出可啟動玩具</li> <li>● 4 顆 3 號電池操作·附圖卡透明蓋</li> <li>● 尺寸：35.5(L)x14(W)x7(H)cm</li> </ul>

 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$9,500</p> 	<p><b>GoTalk 4+ 四格超薄耐震式溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 顆 3 號電池</li> <li>• 塑鋼耐震機身·內建提環</li> <li>• 錄音：2 主格(17 秒)可不分層使用·底層每格 20 秒</li> <li>• 五層 x4 格框 每格 12 秒 (每格 8.6x6.8cm)·重 652g</li> <li>• 按壓力道：170g</li> <li>• 音量：65~80 分貝</li> <li>• 七段音量調節</li> </ul> <p>附贈：BMT 中文溝通照片圖庫光碟、溝通環保提袋</p>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$11,000</p> 	<p><b>GoTalk 9+ 九格超薄耐震式溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 顆 3 號電池</li> <li>• 塑鋼耐震機身·內建提環</li> <li>• 錄音：3 主格(12 秒)可不分層使用·底層每格 20 秒</li> <li>• 五層 x 9 格框每格 12 秒(每格 5.7x4.4cm)·重 652g</li> <li>• 按壓力道：170g</li> </ul> <p>附贈：BMT 中文溝通照片圖庫光碟</p>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$15,000</p> 	<p><b>GoTalk 9+ Lite Touch 九格超薄 輕觸/耐震式溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 顆 3 號電池</li> <li>• 塑鋼耐震機身·內建提環</li> <li>• 輕壓即可發聲(傳統 GoTalk9 的 5 倍靈敏度)</li> <li>• 錄音：9 分鐘</li> <li>• 五層 x 9 格框·重 625g</li> </ul> <p>附贈：BMT 中文溝通照片圖庫光碟</p>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$8,500</p> 	<p><b>QuickTalker 7 七格耐震式溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 號電池 4 顆</li> <li>• 錄音時間：6 分鐘</li> <li>• 直接按鍵·塑鋼耐震機身·內建提環</li> <li>• 重量：748 g</li> <li>• 按壓力道：170g</li> <li>• 音量：61~73 分貝</li> </ul>
 <p>B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250 \ 一般\$3500)</p>	<p>NT\$9,600</p> 	<p><b>QuickTalker 12 十二格耐震式溝通板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 號電池 4 顆</li> <li>• 錄音時間：12 分鐘</li> <li>• 直接按鍵·塑鋼耐震機身·內建提環</li> <li>• 重量：748 g</li> <li>• 按壓力道：170g</li> <li>• 音量：61~73 分貝</li> </ul>



B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250\ 一般\$3500)

NT\$24,000



**Communication Builder 1/2/4/8/16 鍵-成長溝通板**

- 1/2/4/8/16 格框五種單頁，隨進度可更換格框頁
- 格框面積 cm：1 格(18x15) /2 格(15x9) /4 格(9x7) /8 格(7x4) /16 格(4x3)
- 錄音：單頁 300 秒(如:37 秒 x8 格 · 18 秒 x16 格等類推)
- 3 號電池 4 顆 · 直接按鍵 · 同步調整音量 · 內建提環
- 尺寸: 31(長) x 23(寬) x 10(高)cm
- 按壓力道：145g
- 音量：52~85 分貝




B 款補助 (低收\$7000\ 中低收\$5250\ 一般\$3500)

NT\$24,000



**SuperTalker 1/2/4/8 鍵-成長溝通板**

- 1/2/4/8 格框 x 八層 · 隨進度可切換格數/層數
- 32 頁變化
- 格框面積: 1 格(20x10cm) /2 格(10<sup>2</sup>cm) /4 格(10x4.5cm) /8 格(4.5<sup>2</sup>cm)
- 錄音總時間: 16 分鐘 · 單句時間不限
- 啟動：按鍵、外接單鍵播放選句、8 單鍵、2 輸出可啟動玩具
- 3 號電池 4 顆操作 · 音質佳 · 可同步調整音量
- 尺寸: 30(長) x 23(寬) x 4.5(厚)cm



D 款補助 (低收\$20000\ 中低收\$15000\ 一般 10000)

NT\$36,000

**GoTalk 32 Express  
三十二格成長式掃描造句溝通板**

- 錄音時間：五層 x32 格框板(3cmx3cm) · 每格 9 秒 · 總計 24 分
- 放音：單格、錄音聲光提示、獨特 2-8 多格造句+鎖定重播
- 尺寸：36 x 25 x 4.4 cm · 重量僅 1 Kg.
- 電源：交/直流(3 顆 3 號電池)兩用 · 內建提環(可選背帶)
- GoTalk 系列溝通板圖文編輯軟體可支援
- 全功能 Scan 單/雙鍵、聲訊、高效 Group 區塊掃描
- 選框提示：環繞型 LED 顯示、嗶聲、聲訊
- 1.5 秒錄音聲光提示: 同步額外燈訊 · 亦可耳機放音
- 4/8/16/32 選框單/雙鍵掃描：可選(慢/中/快)自動掃描速度
- 完全掃描模式: Linear、Auto、1/2 或 1/4 區塊、選層掃描



NT\$15,000



**7 MESSAGE TAKE OR PLACE 'N TALK GO! BOARD  
7 句 拿走或放上溝通拼板**

- 4 號電池 4 顆
- 錄音時間：35 秒
- 聲音播放：拿起方塊圖卡拼板 或 放下圖卡拼板
- 尺寸：75 (L) x 13 (W) x 7.6 (H) cm
- 重量：1020 g

	<p><b>Echo II Digital</b> 迷你 電子喉嚨發聲器</p> <p>NT 30000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 每次充電可用四小時</li> <li>• 可調節音量</li> <li>• 可調節頻率</li> <li>• 防震耐摔</li> <li>• 防水防塵</li> <li>• 附兩顆 9V 鋰電池</li> <li>• 口內氣動發聲轉接器</li> </ul>
 <p>口內氣動發聲轉接器</p>	<p><b>Nu-Vois III Digital Electronic Larynx</b></p> <p>NT\$32,000</p> <p><b>雙頻 電子喉嚨發聲器</b></p> <p>美國原裝進口 雙頻數位按鍵，各可任選 33 種不同頻率(44~265Hz) 數位式設計語音更清晰，數位式調整音量大小、語調高低 電源：9V 方形電池 體積：12cm x 3.2 cm 重量：約 148 克 <b>保固一年</b> 內含： 充電式 9V 方形電池 x2 顆，充電器 x1，口內氣動發聲轉接器(含長短發聲管各三支) 適用對象：無法正常使用頸部發聲者、如：因電療產生頸部肌肉僵硬者適用。</p>
	<p><b>Inspiration</b> 免觸壓 電子喉嚨發聲器</p> <p>NT\$32,000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>接觸式自動發聲</b></li> <li>• 一次充電可用二十小時</li> <li>• 充電時間：4小時</li> <li>• Micro USB 充電</li> <li>• 內建充電電池</li> <li>• 可調整音量、頻率</li> <li>• 耐摔式的鋁合金設計</li> <li>• LED 電量顯示</li> </ul>

※人工講話器-電子型(電動式) 補助金額: \$20,000 元

評估規定：全喉切除或嚴重呼吸發聲功能障礙，無法透過手術重建改善發聲功能。

# 全喉切除居家照護用品

美國原裝進口



Shower Guard Stoma Cover 淋浴護罩

醫療級矽膠製造，洗澡時保護造口用

原價:\$1100 /個 優惠價:\$ 900



Foam Stoma Filters 造口過濾棉

保濕、防塵，附有雙面膠帶

65mm x 65mm x 4mm

原價:\$600 /包(30片) 優惠價:\$500



米色



黑色



白色

Turtleneck Style Stoma Cover 冬季防塵領巾

保濕、防塵 原價:\$800/ 條 優惠價:\$600/ 條



酒紅色



藍色



米色



白色



灰色

Dicky Style Stoma Cover 夏季防塵領巾

保濕、防塵 原價:\$600/ 條 優惠價:\$500/ 條

# Micro switch 微控開關



<p><b>LITTLE Candy Corn</b> NT\$12,000 感應式開關</p> <p>啟動方式：啟動範圍 5cm 不需按壓，只要靠近 1 公分啟動 視覺、聽覺回饋音</p> 	<p><b>BIG Candy Corn</b> NT\$14,000 感應式大開關</p> <p>啟動方式：啟動範圍 9cm 不需按壓，只要靠近 2.5 公分啟動 視覺、聽覺回饋音</p> 
<p><b>Micro-light 迷你超輕壓鍵</b> NT\$4,800</p> <p>啟動方式：輕壓 10g 開關啟動 聽覺、觸覺回饋</p> 	<p><b>Grasp Switch 握式開關</b> NT\$12,000</p> <p>啟動方式： 握壓方式啟動 黑色泡棉軟墊開關</p> 
<p><b>Plate Switch 薄膜開關</b> NT\$5,000</p> <p>啟動方式：輕輕觸壓即可啟動 密封防水設計, 5 種顏色可選</p> 	
<p><b>Spec 彩色小圓鍵</b> NT\$2,800</p> <p>啟動方式：輕壓 3.5cm 小開關啟動 顏色：紅/藍/黃/綠/黑</p>  	<p><b>Trigger 防水迷你薄鍵</b> NT\$5,000</p> <p>啟動方式：輕壓 10g 開關啟動 尺寸: 1.3x1.3cm</p> 
<p><b>Big 四色大圓鍵</b> NT\$3,200</p> <p>啟動方式：輕壓 12.7cm 大開關啟動 顏色：紅/藍/黃/綠</p> 	<p><b>Jelly Bean 四色圓鍵</b> NT\$3,200</p> <p>啟動方式：輕壓 6.35cm 開關啟動 顏色：紅/藍/黃/綠</p> 
<p><b>Smoothie 125 超低薄大圓開關</b> NT\$2,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 超低薄大圓開關</li> <li>• 按壓面積 12.5cm</li> <li>• 紅、黃、藍、綠 四種顏色</li> <li>• 超低高度，方便按壓</li> </ul> 	<p><b>Smoothie 75 超低薄小圓開關</b> NT\$2,000</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 超低薄小圓開關</li> <li>• 紅、黃、藍、綠 四種顏色</li> <li>• 按壓面積 7.5cm</li> <li>• 超低高度，方便按壓</li> </ul> 

# Toy Controllers 玩具控制器

…利用延遲、定時、鎖定等功能，幫助肢體障礙孩童，輕鬆控制開關玩具

	<p>NT\$15,000</p>	<p><b>SimplyWorks Control Pro</b> 雙頻道無線多功能發射接收器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池式玩具適用</li> <li>● 啟動方式: 直接、延遲、開/關、定時分/秒、鎖定</li> <li>● 兩個輸出同時開啟，可以同時控制兩個玩具</li> </ul>
	<p>NT\$8,000</p>	<p><b>SimplyWorks Control</b> 單頻道無線多功能接收器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池式玩具適用</li> <li>● 啟動方式: 直接、延遲、開/關、定時分/秒、鎖定</li> <li>● 按下模式按鈕可以隨時取消定時輸出</li> </ul>
	<p>NT\$6,000</p>	<p><b>SimplyWorks Control Lite</b> 單頻道無線接收器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池式玩具適用</li> <li>● 啟動方式: 直接</li> </ul>
	<p>NT\$7,000</p>	<p><b>SimplyWorks SEND</b> 單頻道無線發射器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可控制啟動 SimplyWorks 接收器上的玩具。</li> </ul>
	<p>NT\$7,000</p>	<p><b>SimplyWorks Switch</b> 無線開關發射器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 無線開關，可控制啟動 SimplyWorks 接收器上的玩具、滑鼠游標或鍵盤功能。</li> <li>● 超低薄</li> <li>● 紅、黃、藍、綠 四種顏色</li> <li>● 超低高度，方便按壓</li> <li>● 操控範圍 10 公尺</li> </ul>

# Switch adapted Toy 開關玩具

…按壓開關、啟動玩具、培養孩子興趣，啟發學習動機

		<p><b>叫人鈴</b> 需要協助時，呼叫用</p>
	<p>NT\$16,000</p>	<p><b>#iClick 無障礙電器控制器</b> ~用 微控開關 或 iPad 操控電器</p> <p><b>Direct</b> ~ 只要觸摸開關，就可以打開電燈、風扇。 這是學習因果關係的好方法。</p> <p><b>Latching</b> ~ 按壓打開，然後再次按壓關閉。</p> <p><b>Timed</b> ~ 按壓可在設定時間內打開電器， 時間從 1 秒到 250 分鐘。</p> <p><b>Cooperation</b> ~ 兩個人一起工作才能打開和關閉該電器，可以學習社交技巧和合作遊戲。</p> <p><b>On / Off</b> ~ 一個開關打開設備，另一開關關閉</p>
		<p><b>Dory Bubble Blower</b> <b>多莉泡泡機</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 利用開關啟動 可以產生數百個氣泡，同時它可以幫使用者戶培養跟踪技能並教導因果關係。</li> </ul>
	<p>NT\$4,000</p>	<p><b>My First Saxophone</b> <b>薩克斯風</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 利用開關啟動，薩克斯風會吹奏不一樣得歌曲</li> <li>● 有兩種模式可以調整</li> </ul>
	<p>NT\$4,000</p>	<p><b>Penguin Roller Coaster</b> <b>企鵝溜滑梯</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 利用開關啟動，企鵝爬到冰山頂上，然後從滑道“向下旋轉”到底部。</li> </ul>



	<p>NT\$5,000</p>	<p><b>iPad Air 耐震護板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 耐震護板 · 內建提環方便攜帶</li> <li>● 正面集音孔可將音量擴大</li> <li>● 立架角度：10°</li> <li>● 尺寸：22.5 x 32 x 2.2 cm</li> <li>● 重量：453.6 g</li> </ul>
 <p style="text-align: center;">示意圖</p>	<p>NT\$2,000</p>	<p><b>iPad 耐震護板立架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 尺寸：24 x 18 cm</li> <li>● 重量：170 g</li> <li>● 角度：35°</li> </ul>
	<p>NT\$4,500</p>	<p><b>GoTalk 32 Stand 立架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用 GoTalk 32+ or the GoTalk Express 32 溝通板</li> <li>● 尺寸：14½" X 12" X 1½" .</li> </ul>
	<p>NT\$2,500</p>	<p><b>GoTalk Carry Stand 立架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用 GoTalk 4+、GoTalk 9+、GoTalk 20+ 溝通板</li> <li>● 尺寸：23 x 31 x 4 cm</li> </ul>
	<p><b>3 吋</b> NT\$2,200 (現金價)</p> <p><b>8 吋</b> NT\$2,500 (現金價)</p> <p><b>12 吋</b> NT\$3,000 (現金價)</p>	<p><b>Time Timers 視覺增強計時器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可設定 1~60 分鐘倒數計時</li> <li>● 尺寸：3 吋 / 8 吋 / 12 吋</li> </ul>

# 眼控承板支架

	<p>NT\$20,000</p> <p><b>NEW!</b></p>	<p><b>EyeMobile Mini Bracket</b></p> <p>標準眼控桌上型立架</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 尺寸：14.2(W) x 17.7-23(H) x 4-12(D) cm</li> <li>• 支援 UDS 快拆式介面 • 重量：約 585 g</li> <li>• 支援平板電腦尺寸： 26.5-31 (W) × 16.2-20.1 (H) × 8-11cm(D)</li> </ul>
		<p><b>GA VESA 100x100 aXtion</b></p> <p>螢幕承板 100 x 100 mm</p> <p><b>L3D GA Universal Phone</b></p> <p>手機承板 50-95mm</p>
 <p>(選購)</p>	<p>NT\$60,000</p> <p><b>NEW!</b></p>	<p><b>“Tele” Floor Stands (#17.1050)</b></p> <p>落地式支架</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 適合臥床、輪椅 • 高度(可調整)：103-173 cm</li> <li>• 二節式圓管(40 cm /30 cm)</li> <li>• 重量 7,5 kg/ 載重 10 kg。</li> <li>• 可搭配 EyeMobile Plus、EyeMobile Mini Bracket</li> <li>• 含 UDS 快拆式插座 Universal Device Socket (UDS-22-DC)•</li> </ul> <p>Transportbag 支架活動背帶 (選購) <b>\$8,000</b></p>
	<p>NT\$32,000</p>	<p><b>Clamp On Mount(#12.1760) 桌夾式支架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 強化型夾具</li> <li>• 二節式圓管及快插式 QuickShift 把手.</li> <li>• 重量 1,5 kg/ 載重 5,4 kg。</li> <li>• 含 UDS 快拆式插座 Universal Device Socket (UDS-22-DC)</li> </ul>
	<p>NT\$50,000</p>	<p><b>Monty 3D Quick Shift (#11.2516)</b></p> <p>標準輪椅支架</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重量 1,7 kg/ 載重 3,0 kg。</li> <li>• 三節式圓管(20 cm /50 cm/40 cm)</li> <li>• 支援 From In-Use to the Exit Position 從使用中到退出位置</li> <li>• 含 UDS 快拆式插座 Universal Device Socket (UDS-22-DC)</li> </ul>

# iPad 輔助支架 / 筆電 支架

	NT\$33,000	<p><b>Table Stand TS XL(#12.1602)</b> 桌上型 支架</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高度(可調整)：5~500mm</li> <li>● 可搭配 EyeMobile Plus、EyeMobile Mini</li> <li>● 含 UDS 快拆式插座 Universal Device Socket (UDS-22-DC)</li> </ul>
	NT\$16,000	<p><b>拉桿式固定型 支架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 萬能夾鉗</li> </ul> <p>溝通或電腦輔具用支撐固定架 補助(低收\$5000\ 中低收\$3750\ 一般\$2500)</p>
	NT\$18,000	<p><b>旋轉式固定 支架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 萬能夾鉗</li> </ul> <p>溝通或電腦輔具用支撐固定架 補助(低收\$5000\ 中低收\$3750\ 一般\$2500)</p>
	現金價 NT\$6,000	<p><b>桌上型 支架(氣壓式)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 氣壓式無段定位</li> <li>● 螢幕可左右 180 度、旋轉 360 度</li> <li>● 伸降高度：20 cm - 50 cm</li> <li>● 旋臂長 48cm</li> <li>● 承載重量：2-8 kg.</li> <li>● 適用尺寸：15 吋-24 吋</li> <li>● 材質：鋁合金</li> <li>● 適用孔位 75 x 75、100 x 100 mm</li> </ul> <p>溝通或電腦輔具用支撐固定架 補助(低收\$5000\ 中低收\$3750\ 一般\$2500)</p>
	現金價 NT\$1,100	<p><b>筆記型電腦架托盤</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用於任何 75x75mm 或 100x100mm 旋臂上</li> <li>● 尺寸：329(H) x 320 (W) mm</li> </ul>

# Speech Therapy


## 遊戲式語音訓練回饋軟體



Sound Awareness



Pitch Awareness



Pitch Skill Builder



Loudness Decrease Skill Builder



Phonation Time Skill Building




Phonation Time Skill Building


- 卡通動畫遊戲式回饋訓練模組  
(voice, pitch and loudness levels, voice onset, voiced or unvoiced sounds, time duration).
- 同步記錄分析 sound, pitch, loudness, voice onset, voiced and unvoiced sounds.
- 最長發聲時間 Maximum phonation time (MPT) 肺活量訓練評估。
- 起音 Voice onset 訓練用於協調呼吸和發聲治療
- 有聲 Voiced、無聲 unvoiced 訓練
- 及時同步音調(pitch)訓練 (low and high pitch, monopitch).
- 及時同步音量大小(intensity)訓練 (low and high intensity, low intensity variability).
- 嗓音治療 hoarseness, roughness, and breathy voice.

適用對象: Articulation 構音異常/Cerebral Palsy 腦性麻痺/Down's Syndrome 唐氏綜合症  
/Hearing Impaired 聽力障礙/Autism 自閉症/Language Delay 語言發展遲緩


## Real Speech 語音分析軟體



Formant Tracking and Spectrogram



F1-F2 Vowels



- 即時同步分析 - spectrogram 聲紋圖, F0 基音, intensity 音量, vowel tracking 母音位置, and formant (LPC)共振峰, etc.
- 可自建模組 model-match 比對訓練.
- 按鍵圖像式 ICON 操做, 簡單易懂 Easy-to-use interface.
- 評估 shortness of speech, hyperkinetic, abnormal pause, inspiratory pronunciation, and hard glottal attack or breathy speech
- 即時同步分析最長發聲時間 maximum phonation time (MPT).

適用對象: Articulation 構音異常/Cerebral Palsy 腦性麻痺/Down's Syndrome 唐氏綜合症  
/Hearing Impaired 聽力障礙/Autism 自閉症/Language Delay 語言發展遲緩

# 生理回饋儀



NT\$17,000

現金價



**EmWave Pro 專業版心率回饋儀**

回饋方式：心率變異性 (heart rate variability, HRV)

• 紅外線脈搏器，方便舒適- USB 電腦連線同步波值記錄儲存  
內含三種不同的闖關遊戲

- Garden Game 神秘花園( 三分鐘版 )

當放鬆時(Medium or High Coherence)原本黑白的花園會漸漸變彩色

- Rainbow Game 黃金彩虹( 五分鐘版 )

當放鬆時(Medium or High Coherence)彩虹慢慢下降，變出很多金幣

- Balloon Game 環遊世界( 十分鐘版 )

遊戲開始熱氣球會緩緩上升，當放鬆時(Medium or High Coherence)

熱氣球會變高變快 附中文操作手冊、教育訓練

◎南亞技術學院 ◎國立台北大學x1 ◎台北醫學大學x2 ◎育達商業技術學院x3 ◎馬偕紀念醫院-淡水院區 ◎北市立聯合醫院-中興院區 ◎銘傳大學x3 ◎交通大學諮商中心x3 ◎文化大學心輔系x11 ◎亞東醫院精神科x2 ◎高雄市立聯合醫院x1

◎南台科技大學x1 ◎國立中正大學x1 ◎靜和醫院(燕巢分院)x3 ◎慈惠醫院嘉義大學-特教系x1 ◎嘉義大學-壓力中心x3 ◎亞洲大學x2 ◎逢甲大學諮商輔導中心 ◎草屯療養院若瑟醫院-精神科 ◎致理-學輔中心



NT\$11,000

現金價



**emWave<sup>2</sup> 名片型心率回饋儀**


回饋方式：心律變異性 (heart rate variability, HRV)

電腦需求：Win XP SP3 or newer (Windows 7, Vista etc.)

• 紅外線脈搏器，方便舒適

- USB 電腦連線同步波值記錄儲存

附中文操作手冊、教育訓練



NT\$9,000

現金價

NT\$7,500

現金價



**Inner Balance™ iOS攜帶型心率回饋儀**

操作簡單又不用花大錢

適合機種：IPad4、iPad Air and iPad Mini、iPhone 5、5C and 5S

回饋方式：心律變異性 (heart rate variability, HRV)

每天練習 5-10 分鐘，很快就會發現的態度、情感和觀點都更正向

附中文操作手冊、教育訓練

• 讓心更平靜 • 改善人際關係 • 減輕憂慮 • 睡的更好

• 提高警覺性 • 更好地集中和決策 • 態度更正向 • 提升沉著和冷靜

博陽公司全新推出：EmWave Pro、emWave<sup>2</sup>、Inner Balance™三項產品，都是運用心律變異性 (heart rate variability, HRV) 配合規律的呼吸節奏，達到 High Coherence，來幫助放鬆，操作簡單又不用花大錢想進一步操作體驗嗎？歡迎來電洽詢。(02) 2656-1998



# COMUOON 聽力輔助溝通系統 new \$100,000

日本先進技術開發設計製造 (特製指向性麥克風及喇叭)

...日本製造

讓醫生、護士、藥局窗口人員、照護員、老師、各金融服務窗口，對於輕微、中度或是重度聽障者可以清楚聽到別人的聲音，改善醫療/服務品質與提升良好的溝通。

為因應高齡化社會，目前已經廣泛應用在日本家庭、醫療診所、藥局、行政機關、學校及金融機構。



comuoon (コミュニケーション) は、話す側から聴こえの支援ができる全く新しいカタチの対話支援機器です。

聴こえに悩む人が自ら工夫するのではなく、話手側から聴こえの改善に歩み寄るという発想から生まれた対話支援機器、それがcomuoonです。聴こえに悩む方、その方と関わる関係者の方、その間に必要だったサポートがカタチになりました。



※本製品は、医療機器認定を待たずにご使用いただけます。



總代理：博陽科技有限公司 馮惠銘



專線：(02) 2656-1998 0935-264-670

# MOMO Dynamic Arm Support...日本製造



## MOMO 動態手臂支架

NT\$108,000



MOMO 是一種簡單的動態手臂支架，專為無法正常移動上肢的人而設計。

動態手臂支架 MOMO 讓您用微弱的力量，就可以輕鬆地移動手臂。

三種安裝方式：Table clamp 桌夾式 Floor stand 落地式 Wheelchair clamp 輪椅式

二種功能選擇："MOMO"~ 將手臂保持在已調整的高度。水平移動手臂並彎曲肘部。

"MOMO Prime" ~ 用固定力抬起手臂。水平移動手臂並抬起肘部。

改善日常生活，如：吃飯、洗臉、刷牙、打電話、畫畫、寫字、打電腦、彈奏樂器

**適用對象：**

ALS 漸凍人、MD 肌肉萎縮症、SCI 脊髓損傷、MSA 脊髓性肌肉萎縮症、MS 多發性硬化症、CP 腦性麻痺 MSA 多重系統退化症、Parkinson's 帕金森 Stroke 中風



博陽科技有限公司 馮惠銘

(02) 2656-1998 0935-264-670